

NUR77 antibody

Cat. No. GTX100797

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	WB, IHC-P
种属反应	Human, Mouse

★★★★★ 产品评论 (1)

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	1:500-1:3000
IHC-P	Assay dependent

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片


属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS, 1% BSA, 20% Glycerol
保存剂	0.025% ProClin 300
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	0.23 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
RRID	AB_1241106
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床, 治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).


Date 2025 / 09 / 09 Page 1 of 2

產品圖片




GTx100797 WB Image

Untreated and treated Jurkat whole cell extracts (30 µg) were separated by 7.5% SDS-PAGE, and the membrane was blotted with NUR77 antibody (GTx100797) diluted at 1:500. The HRP-conjugated anti-rabbit IgG antibody (GTx213110-01) was used to detect the primary antibody.




GTx100797 WB Image

Untreated (-) and treated (+) HepG2 whole cell extracts (30 µg) were separated by 7.5% SDS-PAGE, and the membrane was blotted with NUR77 antibody (GTx100797) diluted at 1:500. The HRP-conjugated anti-rabbit IgG antibody (GTx213110-01) was used to detect the primary antibody.



GTx100797 WB Image

Sample (50 µg of whole cell lysate)
A: mouse liver
7.5% SDS PAGE
GTx100797 diluted at 1:1000
The HRP-conjugated anti-rabbit IgG antibody (GTx213110-01) was used to detect the primary antibody.



GTx100797 WB Image

Western Blot analysis of NR4A1 expression in transfected 293T cell line by NR4A1 polyclonal antibody.
A: Non-transfected lysate.
B: NR4A1 transfected lysate.
12% SDS PAGE
GTx100797 diluted at 1:500
The HRP-conjugated anti-rabbit IgG antibody (GTx213110-01) was used to detect the primary antibody.



For full product information, images and publications, please visit our [website](https://www.genetex.com).