

BRAF35 antibody

Cat. No. GTX104102

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	WB, ICC/IF, IP
种属反应	Human

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	1:500-1:3000
ICC/IF	1:100-1:1000
IP	1:100-1:500

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片


IHC-Fr: 冰冻切片

属性

形式	Liquid
存储溶液	0.1M Tris, 0.1M Glycine, 10% Glycerol
保存剂	0.01% Thimerosal
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	0.95 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
RRID	AB_1950497
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床, 治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。


For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片




GTX104102 IP Image

BRAF35 antibody immunoprecipitates BRAF35 protein in IP experiments. IP Sample: 293T whole cell lysate/extract A. 40 μ g 293T whole cell lysate/extract B. Control with 2 μ g of preimmune rabbit IgG C. Immunoprecipitation of BRAF35 protein by 2 μ g of BRAF35 antibody (GTX104102) 10% SDS-PAGE The immunoprecipitated BRAF35 protein was detected by BRAF35 antibody (GTX104102) diluted at 1:1000. EasyBlot anti-rabbit IgG (GTX221666-01) was used as a secondary reagent.



GTX104102 ICC/IF Image

BRAF35 antibody detects BRAF35 protein at nucleus by immunofluorescent analysis. Sample: A375 cells were fixed in 4% paraformaldehyde at RT for 15 min. Green: BRAF35 protein stained by BRAF35 antibody (GTX104102) diluted at 1:500. Blue: Hoechst 33342 staining.



GTX104102 WB Image

Sample(30 ug whole cell lysate)
A: 293T
12% SDS PAGE
GTX104102 diluted at 1:500



For full product information, images and publications, please visit our [website](https://www.genetex.com).