

ISCU antibody [N1C3]

Cat. No. GTX115709

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	WB, ICC/IF, IHC-P
种属反应	Human, Mouse

引用文献 (1)

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	1:500-1:10000
ICC/IF	1:100-1:1000
IHC-P	1:100-1:1000

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片


IHC-Fr: 冰冻切片

属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS, 20% Glycerol
保存剂	0.025% ProClin 300
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	0.66 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
RRID	AB_10622557
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床, 治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。


For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片

**GTX115709 IHC-P Image**

Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded A549 xenograft, using ISCU(GTX115709) antibody at 1:500 dilution.

Antigen Retrieval: Trilogy™ (EDTA based, pH 8.0) buffer, 15min

**GTX115709 ICC/IF Image**

ISCU antibody [N1C3] detects ISCU protein at mitochondria by immunofluorescent analysis.

Sample: HeLa cells were fixed in ice-cold MeOH for 5 min.

Green: ISCU stained by ISCU antibody [N1C3] (GTX115709) diluted at 1:500.

Blue: Hoechst 33342 staining.


**GTX115709 IHC-P Image**

ISCU antibody [N1C3] detects ISCU protein at cytosol on mouse muscle by immunohistochemical analysis.

Sample: Paraffin-embedded mouse muscle.

ISCU antibody [N1C3] (GTX115709) dilution: 1:500.

Antigen Retrieval: Trilogy™ (EDTA based, pH 8.0) buffer, 15min

**GTX115709 WB Image**

Non-transfected (-) and transfected (+) 293T whole cell extracts (30 µg) were separated by 15% SDS-PAGE, and the membrane was blotted with ISCU antibody [N1C3] (GTX115709) diluted at 1:5000. The HRP-conjugated anti-rabbit IgG antibody (GTX213110-01) was used to detect the primary antibody.



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).