

IARS antibody

Cat. No. GTX131733

宿主	Rabbit
克隆	Polyclonal
同种型	IgG
实验应用	WB, IHC-P, IP
种属反应	Human, Rat

引用文献 (1)

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	1:1000-1:10000
IHC-P	1:100-1:1000
IP	1:100-1:500

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片


IHC-Fr: 冰冻切片

属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS, 20% Glycerol
保存剂	0.025% ProClin 300
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. For short-term storage (1-2 weeks), store at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
浓度	0.45 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
RRID	AB_2886518
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床, 治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。


For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片

**GTX131733 IP Image**

Immunoprecipitation of IARS protein from 293T whole cell extracts using 5 µg of IARS antibody (GTX131733).

Western blot analysis was performed using IARS antibody (GTX131733) diluted at 1:2500. EasyBlot anti-Rabbit IgG (GTX221666-01) was used as a secondary reagent.


**GTX131733 IHC-P Image**

IARS antibody detects IARS protein at cytoplasm in rat brain by immunohistochemical analysis.

Sample: Paraffin-embedded rat brain.

IARS antibody (GTX131733) diluted at 1:500.

Antigen Retrieval: Citrate buffer, pH 6.0, 15 min

**GTX131733 WB Image**

IARS antibody detects IARS protein by western blot analysis. Various whole cell extracts (30 µg) were separated by 5% SDS-PAGE, and the membrane was blotted with IARS antibody (GTX131733) diluted at 1:4000.



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).