

Mouse Anti-Human IgG1 (Fc) antibody [2C11]

Cat. No. GTX21927

宿主	Mouse
克隆	Monoclonal
同种型	IgG1
实验应用	WB, IHC-Fr, ELISA
种属反应	Human

Package
1 mg

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	Assay dependent
IHC-Fr	Assay dependent
ELISA	Assay dependent

Note : This antibody can be used as coating and detection antibody.

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片

产品说明 No allotype restriction. Fc-region specific.

属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS
保存剂	0.09% Sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. Store at 4°C.
浓度	Batch dependent (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
免疫原	IgG from human serum.
纯化方式	Protein A purified
偶联	Unconjugated
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床，治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).