

Horseradish Peroxidase antibody [HP-03]

Cat. No. GTX28326

宿主	Mouse
克隆	Monoclonal
同种型	IgG1
实验应用	WB, ICC/IF, ELISA
种属反应	Horseradish

实验应用

应用说明

*最佳稀释倍数与浓度应由研究人员确认

Suggested dilution	Recommended dilution
WB	Assay dependent
ICC/IF	Assay dependent
ELISA	Assay dependent

以下为常规应用缩写的中文注解

WB: 免疫印迹

ICC/IF: 细胞染色

IHC-P: 石蜡切片

IHC-Fr: 冰冻切片


属性

形式	Liquid
存储溶液	PBS
保存剂	15mM Sodium azide
存放说明	Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. Store at 4°C. DO NOT FREEZE.
浓度	1 mg/ml (Please refer to the vial label for the specific concentration.)
偶联	Unconjugated
注意事项	仅供实验室使用。不适用于人类或动物的任何临床，治疗或诊断用途。不适合动物或人类食用。



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).

產品圖片

**GTX28326 WB Image**

WB analysis of purified horse radish peroxidase (non-reduced) using GTX28326 Horseradish Peroxidase antibody [HP-03].



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).